

Control unit


- Touch screen – Gemakkelijk en simpel in te stellen en te gebruiken.
- Display voor de actuele "injectie-druk" inclusief een automatische -switch-off- bij een te hoge weerstand in het weefsel.
- Een geluidssignaal geeft de actuele stroomsnelheid aan.
- Aangestuurd door een voetpedaal, eventueel ook te koppelen met het voetpedaal van uw unit.
- Krachtige Litium-ion batterij (gebruiksduur 1-2 weken) voor hoge mobiliteit in uw praktijk : snel en eenvoudig inzetbaar op meerdere units

Handstuk en houder


- Trillingvrij en uitgebalanceerd handstuk
- Visueel contact met de cartridge gedurende de hele injectie.
- Automatische aspiratie indien de druk op het voetpedaal wordt verminderd
- Kan gebruikt worden met standaard naalden en cartridges (ampullen)




Programma 1: Palatinaal



Programma 1: Intraligementair



Programma 2: Infiltratie



Programma 3: Regionale Zenuwblokkade